

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-coaguchek-xs-inrange-pst-testy-do-badania-inr-pt-24-szt-roche-p-34.html>

Paski CoaguChek XS INRange PST testy do badania INR PT 24 szt Roche

Cena	378,00 zł
Cena poprzednia	405,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROCH07671687019
Kod producenta	07671687019
Kod EAN / GETIN	4015630943067
Producent	Roche
Producent	Roche Diagnostic GmbH
Podmiot Odpowiedzialny	Roche Professional Diagnostics

Opis produktu


UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Paski testowe do pomiaru wskaźnika krzepliwości krwi (INR) oraz czasu protrombinowego (PT). Testy pasują wyłącznie do analizatora krzepliwości krwi CoaguChek XS i CoaguChek INRange z firmy Roche. Paski pakowane są w plastikowe słoiczki, należy pamiętać o ich szczelnym zamykaniu. Do każdego opakowania dołączony jest procesor kalibrujący analizator.

Opakowanie zawiera 24 testy do analizy krzepliwości krwi.

- Do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej pobrana z opuszka palca, aby w ciągu 1 min. uzyskać precyzyjny wynik INR (niepotrzebna jest krew żylna).
- Testy można przechowywać w temperaturze pokojowej. (pakowane wyłącznie w słoiczki po 24 testy)
- Automatyczna kontrola wszystkich części systemu.



Przy zakupie testów [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz samokontroli PT/INR](#) GRATIS!

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 5,40 zł)