

Link do produktu: <https://redmed.pl/coaguchek-xs-inrange-test-inrpt-2x24-paski-p-762.html>

CoaguChek XS, INRange - Test INR/PT - 2x24 paski

Cena	699,84 zł
Dostępność	Na zamówienie - do 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ROCH04625315019
Kod producenta	04625315019
Producent	Roche
Producent	Roche Diagnostic GmbH
Podmiot Odpowiedzialny	Roche Professional Diagnostics

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Paski testowe do analizatorów z rodziny CoaguChek XS i CoaguChek INRange z firmy Roche. Paski służą do pomiaru wskaźnika krzepliwości krwi (INR) oraz czasu protrombinowego (PT). Paski testowe są łatwe w używaniu, do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej pobrana z opuszka palca. Wyniki PT/INR w 1 minute.

Można przechowywać w temperaturze pokojowej.


- W opakowaniu jest 48 pasków w 2 słoiczkach.
- Do każdego opakowania dołączony jest procesor kalibrujący analizator.

Do zastosowania w monitorach CoaguChek XS, CoaguChek XS Plus, CoaguChek XS Pro i CoaguChek INRange.

Czułość na heparynę: Brak w przypadku heparyny w dawkach leczniczych: do 0,8 I.U./ml dla heparyny niefrakcjonowanej (UFH) i do 2 anti-Xa.U/ml dla heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH).

Kontrola jakości: Wbudowana w każdy pasek testowy używany do oznaczeń PT/INR we krwi.

Przechowywanie: w temperaturze od + 2 °C do + 30 °C



Przy zakupie można dodatkowo zamówić [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz samokontroli PT/INR](#) GRATIS!