

Link do produktu: <https://redmed.pl/cryptosporidium-test-kasetowy-kryptosporydiozy-10-szt-p-407.html>

Cryptosporidium - Test kasetowy Kryptosporydiozy - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	511006
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki jakościowy test immunologicznym do wykrywania antygenów oocyst *Cryptosporidium parvum*, przyczyny kryptosporydiozy, w próbce kału w fazie ostrej.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę. Kryptosporydioza (łac., ang. cryptosporidiosis) – choroba pasożytnicza zajmująca jelita ssaków, wywołwana przez pierwotniaka *Cryptosporidium parvum* należącego do typu apikompleksów.

Kryptosporydioza jest jedną z najczęstszych na świecie chorób rozprzestrzeniających się z pomocą wody. Kryptosporydioza to choroba pasożytnicza zajmująca jelita ssaków, wywołwana przez pierwotniaka *Cryptosporidium parvum*, szerzy się drogą fekalno-oralną, ale możliwe jest także zarażenie drogą inhalacyjną, szczególnie u dzieci. Zakażenie następuje po spożyciu oocyst *Cryptosporidium parvum*, których dawka infekcyjna wynosi u zdrowego człowieka ok 30. Głównym objawem u ludzi ze sprawnym układem odpornościowym jest samoograniczająca się biegunka, występuje też podwyższona nieznacznie temperatura ciała, oraz wymioty. W wypadku dłuższego nieleczenia może spowodować utratę masy ciała. Postać oddechowa objawia się podwyższoną do ok. 39 stopni temperaturą, mogą wystąpić duszności, oraz kaszel. U osób z upośledzoną odpornością lub leczonych immunosupresyjnie zakażenie może być długotrwałe i zagrażające życiu.

Zawartość opakowania:

- 10 Testów kasetowych
- 10 Probówek z buforem
- 1 Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Kał
Czas testu: 10 minut
Czułość: 95% w porównaniu z ELISA
Swoistość: > 99% w porównaniu do mikroskopii
Wartość Cut-off: > 99% w porównaniu do mikroskopii
Przechowywanie: 2°C do 30°C