

Link do produktu: <https://redmed.pl/czujnik-bci-neonatalny-spo2-opaska-p-196.html>

Czujnik BCI neonatalny SpO2 - opaska

Cena	59,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	M-50J51CSO
Producent	PulsoChek Polska

Opis produktu

Czujnik neonatalny SpO2 BCI przeznaczony jest dla noworodków (na stopę). Współpracuje z oryginalnymi pulsoksymetrami firmy BCI lub z urządzeniami, których czujniki pracują w standardzie BCI. Czujnik pasuje do pulsoksymetrów 300A, 300K1, 2000A

Specyfikacja Techniczna:

- czujnik fabrycznie zapakowany i nowy
- do pulsoksymetrów zgodnych z BCI
- po dokupieniu stosownej przedłużki można go podłączyć do dowolnego kardiomonitora zgodnego z BCI.
- Dla niemowląt o wadze poniżej 3 Kg