

Link do produktu: <https://redmed.pl/sensor-spo2-i-pulsu-m-50g-miekkie-silikon-na-palec-dla-doroslych-p-200.html>

Sensor SpO2 i pulsu M-50G - miękki silikon na palec dla dorosłych

Cena	243,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	M50G
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Sensor M-50G do pulsoksymetrów, czujnik SpO2 i tętna. Miękki silikon na palec wskazujący, przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów (powyżej 40 Kg) na palec wskazujący o grubości od 9 do 22 mm.

Urządzenie medyczne klasy IIb

Wtyczka sensora w standardzie BCI

Zakres pomiarowy: 70%~100%

Dokładność

- 91%-100% SpO2: ± 1 cyfra
- 70%-90% SpO2: ± 2 cyfry
- 70% SpO2: nieokreślone

Temperatura przechowywania: -20°C~+50°C

Temperatura pracy: +10°C~+50°C

Wilgotność względna: 35%~75%

Do wyboru długość 0,9 m lub 3 m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przewodu: 0,9 metra , 3 metry (+ 50,00 zł)