

Link do produktu: <https://redmed.pl/czujnik-weterynaryjny-klips-standard-bci-p-140.html>

Czujnik weterynaryjny (klips) standard BCI

Cena	449,00 zł
Numer katalogowy	sensor SPo2 - vet - okrągła
Producent	PulsoChek Polska
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Czujnik SpO2 używany jest w pulsoksymetrach weterynaryjnych. Współpracuje z pulsoksymetrami, których czujniki pracują w standardzie BCI. W niektórych modelach Nellcor. Zestaw zawiera, czujnik oraz przejściówkę.