

Link do produktu: <https://redmed.pl/czytnik-paskow-do-analizy-moczu-u100-p-575.html>



Czytnik pasków do analizy moczu U100

Cena	3 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	NDL40001
Kod producenta	40001

Opis produktu

Analizator U100 to półilościowy fotometr refleksyjny. Urządzenie analizuje i interpretuje paski testowe na mocz na podstawie intensywności koloru pola reakcyjnego. Analizator U100 zapisuje wyniki oraz sporządza raport z przeprowadzonych testów. W analizatorze otrzymuje się znormalizowane i powtarzalne wyniki, jest wyposażony w automatyczną kalibrację. Urządzenie jest łatwe w obsłudze oraz posiada interfejsy do podłączenia pod komputer PC. Wydajność analizatora U100 wynosi maksymalnie 120 pasków testowych na godzinę.

Urządzenie działa tylko z paskami dostępnymi w tym sklepie.

Analizator może odczytać wyniki następujących parametrów:

- kwas askorbinowy,
- bilirubina,
- krew,
- glukoza,
- ketony,
- leukocyty,
- azotyny,
- poziom pH,
- białko,
- ciężar właściwy,
- urobilinogen.

Zestaw zawiera:

- U100 Analizator moczu
- podajnik pasków testowych
- papier do drukarki
- bezpieczniki (2.0A)
- kabel zasilający
- instrukcja szybkiego startu
- instrukcja obsługi

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r

>>

Parametr	<u>UG</u>	<u>UGP</u>	<u>U2</u>	<u>U3</u>	<u>U4</u>	<u>U5B</u>	<u>U8SG</u>	<u>U10SL</u>	<u>11M</u>	<u>U13</u>
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X

Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciężar właściwy							X	X	X	X
Urobilino gen								X	X	X