

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-d-dimer-w-krwi-pełnej-i-osoczu-test-kasetowy-5-szt-p-457.html>

Test D-dimer w krwi pełnej i osoczu - Test kasetowy - 5 szt.

Cena	75,00 zł
Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL351006N-05
Kod producenta	351006N-05
Kod EAN / GETIN	4250387312357
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Wizualny test do jakościowego wykrywania D-dimerów we krwi pełnej i osoczu. Służy on, jako pomoc w diagnozie zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), zakrzepicy żył głębokich (DVT) oraz zatorowości płucnej.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

D-dimery (DD) są to produkty powstałe w wyniku degradacji stabilnej fibryny, a więc rozłożenia jednej z substancji składającej się na zakrzep. Wykrywanie D-dimerów we krwi jest związane z wcześniejszym powstaniem zakrzepu w naczyniach krwionośnych. Badanie stężenia D-dimerów ma zastosowanie w diagnozowaniu zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich. Badanie krzepliwości krwi metodą oznaczania DD polega na zastosowaniu przeciwciał przeciw D-dimerom.

Choroby serca oraz układu krążenia są obecnie najczęstszymi przyczynami powikłań i śmierci. Wczesne wykrycie zawału serca może decydować o przebiegu leczenia, dlatego ważne jest jak najszybsze rozpoznanie jego symptomów aby przy odpowiednio wcześniej dobranej terapii uniknąć śmiertelnego przebiegu choroby.

Zawartość opakowania:

- 5x Kasety testowe
- 5x Pipety jednorazowe
- 1x Bufor
- 1x Ulotka informacyjna

Szczegóły testu:

- Próbką: krew pełna, osocze
- Czas testu: 10 minut
- Cut-off: 500 ng/ml
- Przechowywanie: 2°C - 30°C