

Link do produktu: <https://redmed.pl/dana-diabecare-rs-zdalna-pompa-insulinowa-p-1241.html>



Dana Diabecare RS - zdalna pompa insulinowa

Producent

Sooil

Opis produktu

Dana Diabecare RS Remote System to inteligentna pompa insulinowa z dyskretnym pilotem zdalnego sterowania.

Dyskretna, pełna zdalna kontrola sterowania z aplikacji na smartfony.

Jedna z najmniejszych i najlżejszych pomp insulinowych na świecie. Waży tylko 62 gramy z baterią.

Dana Diabecare RS może być używane na telefonach z Androidem lub iOS.

Bezpieczna komunikacja Bluetooth (4.0 - Low Energy Bluetooth)

Specyfikacja pompy insulinowej Dana Diabecare RS

Wyliczanie Bolusa

- Przyrosty bolusa w 0,05, 0,1, 0,5, 1,0 jednostki
- Alternatywny czas bolusa: 12, 30, 60 s dla 1 jednostki
- Rozszerzony bolus (30 minut - 8 godzin)
- Bolus podwójny

Funkcjonalność

- Minimalna szybkość dostawy: 0,04 jednostki / godz
- Podstawowe przyrosty: 0,1 jednostki / godz. Lub 0,01 jednostki / godz
- Liczba stawek za profil: 24 / dobę, co godzinę
- Tymczasowy podstawowy: 1 godz. - 24 godz., 0% - 200%
- Liczba profili: 4
- Pojemność insuliny 300 jednostek (3.0 cc)
- Przywołanie pamięci: bolus (300), suma dzienna (60), zalenie (60), uzupełnienie (60), BGM (420), węglowodany (300), podstawowe (1440 godzin), alarm (50), wstrzymanie (50), Tymczasowy podstawowy (100), błąd (100)
- Średnia żywotność baterii 3-4 tygodnie (w zależności od dawki insuliny)
- Stopień IP28 (pompa)

Bezpieczeństwo

- Tryb blokady przycisków, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu
- Alarm (rozładowana bateria, niski zbiornik, okluzja, brak bolusa, wyłączenie)
- Funkcja Fail-Safe
- Ograniczenie częstotliwości bolusa
- Aktywne monitorowanie insuliny

Dodatkowe Funkcje

- Program kalkulacji Carbo / Bolus

- Przewiń klawiszem
- Wibrator
- Obsługiwane 21 języków
- (Arabski, chiński, czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, hindi, irański, włoski, koreański, litewski, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki)
- Waga: 62 gramy [2,10 uncji] łącznie z baterią.

Dostosowane do potrzeb dla osób indywidualnych, w tym personelu medycznego

- Dźwiękowe przypomnienia insuliny Bolus.
- Wstępne ustawienie domyślnych bolusów.
- Programowanie PIN dla pracowników służby zdrowia / opiekunów w celu uzyskania dostępu do funkcji zarządzania z przewodnikiem.

Wymagana specyfikacja smartfona z systemem Android dla AnyDANA-A

System operacyjny: Android 2.2 (Froyo) lub późniejszy

Rozdzielczość: 480 x 800 hdpi lub wyższa

Wymagana specyfikacja iPhone'a dla AnyDANA-i

System operacyjny: iOS 9.0 lub nowszy

Model: iPhone 5 lub nowszy