

Link do produktu: <https://redmed.pl/defibrylator-heartsave-aed-p-134.html>

Defibrylator HeartSave AED

Numer katalogowy

HeartSave_AED

Zadzwoń i zamów:

+48322490070

Opis produktu

Defibrylator HeartSave AED przeznaczony jest specjalnie do wykorzystania w zakładach pracy i w miejscach publicznych. Bardzo prosty w obsłudze defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED pozwala w sytuacji zagrożenia życia na szybką i zdecydowaną reakcję także przez osoby na co dzień nie związane ze służbą zdrowia. Wbudowany system autokontroli daje gwarancję sprawności aparatu w chwili jego użycia.

Cechy / Właściwości

- Uruchomienie defibrylatora HeartSave AED następuje automatycznie już w momencie otwarcia klapki co następuje intuicyjnie
- brak wyświetlacza EKG, aby nie zdezorientować ratownika
- bardzo proste, wyraźne komunikaty głosowe
- łatwe sterowanie tylko jednym przyciskiem
- wyposażony w wieloletnią baterię gwarantuje niezawodność i mobilność.
- odporny na wodę i kurz - IP55
- protokół energetyczny do 360J.
- dostarczany z oprogramowaniem do odczytu EKG
- system autokontroli
- zapis danych i głosu do 100h na karcie pamięci.

Dostawa obejmuje:

- Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED z polską, angielską i czeską wersją językową
- bateria nieładowalna 6-letnia
- komplet elektrod dla dorosłych
- zestaw: rękawiczki jednorazowe, golarka, maseczka do sztucznego oddychania
- instrukcja obsługi
- karta pamięci
- oprogramowanie ECG-Viewer. Działa na systemach: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / XP / Vista

Bardzo proste w obsłudze urządzenie HeartSave AED pozwala w sytuacji zagrożenia życia na szybką i zdecydowaną reakcję także przez osoby na co dzień nie związane ze służbą zdrowia. Wbudowany system autokontroli daje gwarancję sprawności aparatu w chwili użycia. Zaprojektowany z myślą o zakładach pracy oraz miejscach publicznych. Urządzenie może być zaprogramowane dla wytycznych AHA lub ERC. Dostosowanie urządzenia do nowych wytycznych odbywa się poprzez zmianę karty pamięci. Zapis EKG jest rejestrowany za pośrednictwem elektrod SavePads. Wbudowany algorytm rozpoznaje potencjalnie zagrażające życiu arytmie serca. Defibrylator wytwarza u pacjenta z zapisem rytmu EKG klasyfikującym do użycia defibrylatora potrzebny do przywrócenia akcji serca wstrząs elektryczny. Ta metoda jest powszechnie uznanym zabiegiem. Aparat wykonany został z wysokiej klasy materiałów i sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Cena na telefon

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r