

Link do produktu: <https://redmed.pl/defibrylator-heartsave-aed-m-p-132.html>

Defibrylator HeartSave AED-M

Numer katalogowy

HeartSave_AED_M

Zadzwoń i zamów:

+48322490070

Opis produktu

Defibrylator dwufazowy wykorzystujący impuls CCI (Current Controlled Impulse).

Defibrylator HeartSave AED-M przeznaczony jest specjalnie do wykorzystania w zakładach pracy i w miejscach publicznych oraz dla służb ratowniczych. Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED-M może być obsługiwany zarówno przez osoby po krótkim przeszkoleniu jak i być pomocny dla profesjonalnych ratowników. Wbudowany system autokontroli daje gwarancję sprawności aparatu w chwili jego użycia.

Cechy / Właściwości

- Uruchomienie defibrylatora HeartSave AED-M następuje automatycznie już w momencie otwarcia klapki co następuje intuicyjnie
- wyposażony w wyświetlacz pokazujący przebieg EKG
- bardzo proste, wyraźne komunikaty głosowe i tekstowe
- łatwe sterowanie tylko jednym przyciskiem
- wyposażony w wieloletnią baterię gwarantuje niezawodność i mobilność.
- odporny na wodę i kurz - IP55
- protokół energetyczny do 360J.
- dostarczany z oprogramowaniem do odczytu EKG
- system autokontroli
- zapis danych i głosu do 100h na karcie pamięci.

Dostawa obejmuje:

- Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED-M z polską, angielską i czeską wersją językową
- bateria nieładowalna 6-letnia
- komplet elektrod dla dorosłych
- zestaw: rękawiczki jednorazowe, golarka, maseczka do sztucznego oddychania
- instrukcja obsługi
- karta pamięci
- oprogramowanie ECG-Viewer. Działa na systemach: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / XP / Vista

Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED-M może być obsługiwany zarówno przez osoby po krótkim przeszkoleniu jak i być pomocny dla profesjonalnych ratowników. Wbudowany system autokontroli daje gwarancję sprawności aparatu w chwili jego użycia. Zaprojektowany z myślą o zakładach pracy, miejscach publicznych oraz osobach z wykształceniem medycznym. Urządzenie może być zaprogramowane według wytycznych AHA lub ERC z 2005 roku. Dostosowanie urządzenia do nowych wytycznych odbywa się poprzez zmianę karty pamięci. Cena na telefon

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r