

Link do produktu: <https://redmed.pl/defibrylator-treningowy-samaritan-pad-360p-trainer-p-773.html>



Defibrylator treningowy Samaritan PAD 360P Trainer

Opis produktu

Defibrylator treningowy ze zdalnym sterowaniem.

Samaritan PAD 360P Trainer posiada wbudowane realistyczne scenariusze akcji ratunkowej do szkoleń AED, zgodne z protokołem AHA/ERC 2010 (jeden wstrząs, dwie minuty RKO). Metronom i migający wskaźnik o częstotliwości 110 uderzeń na minutę pomagają określić właściwe tempo ucisków klatki piersiowej. Trenażer jest kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO.

Łatwy w obsłudze trenażer do defibrylacji ze zdalnym sterowaniem, prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, podanie energii elektrycznej i procedurę resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO), wiernie odwzorowując wygląd i działanie defibrylatora do użytku publicznego Samaritan PAD 360P, bez podawania wstrząsu elektrycznego.

Trenażer może być używany przez pracodawców prywatnych do szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy z użyciem pomocą Samaritan PAD. Ponadto odpowiada on wymaganiom zawodowych trenerów, jak i trenerów prowadzących szkolenia okresowe dla doświadczonych ratowników.

Wskazówki głosowe i graficzne oraz polecenia RKO są identyczne z wydawanymi przez defibrylator HeartSine Samaritan PAD. Identyczne są również rozmiary i kształt. Wyraźne oznakowanie i kolor membrany zapobiegają omyłkowemu użyciu trenażera w sytuacji faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia.

Wyposażony jest w wielofunkcyjny pilot który, pozwala na wybór jednego z sześciu scenariuszy AHA/ERC dla celów demonstracji i szkolenia. Jeden pilot może kontrolować wiele urządzeń do szkolenia jednocześnie, które są w zasięgu do 3-5 metrów.



Samaritan PAD 360P Trainer:

- Łatwa wymiana elektrod i przewodów po każdej sesji skraca czas ponownego przygotowania systemu.
- Na jednym naładowaniu działa do 7 godzin – cały dzień szkolenia. Ponowne ładowanie zajmuje tylko sześć godzin.
- Wskaźnik stanu akumulatora. Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane).
- Przycisk pauzy tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji.
- Cztery poziomy głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu.
- Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC.
- W komplecie trzy par wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku. Nowe elektrody mogą pracować ze wszystkimi modelami fantomów szkoleniowych.
- Dwadzieścia dziewięć języków ułatwia zrozumienie poleceń trenera w języku użytkownika.

Parametry

- Waga: 0,6 kg
- Akumulator: Wielokrotnego ładowania

Akcesoria



-
- Pilot
 - Kasetta Pad-Pak
 - Ładowarka
 - Elektrody treningowe: 3 pary.