

Link do produktu: <https://redmed.pl/dengue-ag-iggigm-test-kasetowy-antygenow-i-przeciwcial-dengi-25-szt-p-413.html>

Dengue Ag + IgG/IgM - Test kasetowy antygenów i przeciwciał dengi - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	532003N-25
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki, jakościowy test immunochromatograficzny umożliwia z jednej próbki wykrycie antygenu wirusa dengi (Dengue Ag) i różnicowe oznaczenie przeciwciał IgG oraz IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Denga to infekcyjna choroba tropikalna wywołwana przez wirus dengi, przenosi kilka gatunków komarów należących do rodzaju Aedes, zwłaszcza. Wirus występuje w czterech typach nazywane serotypami, określa się jako DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4.

Zapadalność na dengę wzrastała dramatycznie od lat sześćdziesiątych XX wieku, rocznie infekcji ulegało od 50 do 100 milionów ludzi.

Objawy obejmują gorączkę, ból głowy, mięśni i stawów oraz charakterystyczną wysypkę, przypominającą spotykaną w odrze. W odosobnionych przypadkach choroba prowadzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej z krwotokami, trombocytopenią i hipowolemią, może się także rozwinąć wstrząs.

Infekcja jednym z serotypów dengi pozostawia zazwyczaj odporność na całe życie, zapewniając tylko krótkoterminową odporność na inne typy wirusa. Kolejne infekcje różnymi typami podnoszą ryzyko ciężkich powikłań.

Test przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i działa jako środek pomocniczy we wczesnej diagnozie dengi. Każdy pozytywny wynik kasety testowej Dengue Ag + IgG/IgM musi zostać potwierdzony alternatywnymi metodami diagnostycznymi oraz badaniami klinicznymi.

Zawartość opakowania:

- 25 testów kasetowych
- 1 butelka buforu
- 25 kapilar
- 25 pipet jednorazowych
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka / Objętość próbek: Krew pełna - krew kapilarna lub pełna krew żylna, surowica lub osocze.

Czas testu: 20 Minut

Czułość: antygen: 96,4% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA; przeciwciała: 95,6% w porównaniu do testu Dengue Ag



ELISA

Specyfika: antygen: 96,0% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA; przeciwciała: 96,1% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA

Wartości cut-off: niedostępne

Przechowywanie: 2°C do 30°C; nie zamrażać