

Link do produktu: <https://redmed.pl/dengue-ag-test-kasetowy-antygenow-dengi-25-szt-p-412.html>

Dengue Ag - Test kasetowy antygenów dengi - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	532002N-25
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test immunochromatograficzny do szybkiego, jakościowego wykrycia obecności antygenów (Ag) dengi w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Denga to infekcyjna choroba tropikalna wywoływana przez wirus dengi, przenosi kilka gatunków komarów należących do rodzaju Aedes, zwłaszcza. Wirus występuje w czterech typach nazywanych serotypami, określa się jako DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4.

Zapadalność na dengę wzrastała dramatycznie od lat sześćdziesiątych XX wieku, rocznie infekcji ulegało od 50 do 100 milionów ludzi.

Objawy obejmują gorączkę, ból głowy, mięśni i stawów oraz charakterystyczną wysypkę, przypominającą spotykaną w odrze. W odosobnionych przypadkach choroba prowadzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej z krwotokami, trombocytopenią i hipowolemią, może się także rozwinąć wstrząs.

Test przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Każdy pozytywny wynik kasety testowej Dengue Ag musi zostać potwierdzony alternatywną metodą diagnostyczną oraz badaniami klinicznymi.

Zawartość opakowania:

- 25 testów kasetowych
- 1 butelka buforu rozcieńczającego (5 ml)
- 25 pipet jednorazowych
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka / Objętość próbki: Krew pełna - krew kapilarna lub pełna krew żylna, surowica lub osocze.

Czas testu: 20 Minut

Czułość: 95,6% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA

Specyfika: 95,5% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA

Wartości cut-off: niedostępne

Przechowywanie: 2°C do 30°C; nie zamrażać