

Link do produktu: <https://redmed.pl/dengue-ns1-agiggigm-test-kasetowy-antygenow-i-przeciwcial-dengi-10-szt-p-1769.html>



Dengue NS1 Ag+IgG/IgM - Test kasetowy antygenów i przeciwciał dengi - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL532919N-10
Kod producenta	532919N-10
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test immunochromatograficzny do oznaczania i rozróżniania wirusa dengi przez równoczesne badanie antygenów Dengue-NS1 oraz IgG i IgM w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Denga to infekcyjna choroba tropikalna wywołwana przez wirus dengi, przenosi kilka gatunków komarów należących do rodzaju Aedes, zwłaszcza. Wirus występuje w czterech typach nazywane serotypami, określa się jako DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4.

Zapadalność na dengę wzrastała dramatycznie od lat sześćdziesiątych XX wieku, rocznie infekcji ulegało od 50 do 100 milionów ludzi.

Objawy obejmują gorączkę, ból głowy, mięśni i stawów oraz charakterystyczną wysypkę, przypominającą spotykaną w odrze. W odosobnionych przypadkach choroba prowadzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej z krwotokami, trombocytopenią i hipowolemią, może się także rozwinąć wstrząs.

Infekcja jednym z serotypów dengi pozostawia zazwyczaj odporność na całe życie, zapewniając tylko krótkoterminową odporność na inne typy wirusa. Kolejne infekcje różnymi typami podnoszą ryzyko ciężkich powikłań.

Test przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i działa jako środek pomocniczy we wczesnej diagnozie dengi. Każdy pozytywny wynik kasety testowej Dengue NS1 Ag+IgG/IgM musi zostać potwierdzony alternatywnymi metodami diagnostycznymi oraz badaniami klinicznymi.

Zawartość opakowania:

- 10 kasety testowe
- 10 pipety jednorazowe 5 µL
- 10 pipety jednorazowe 25 µL
- 1 bufor, Objętość: 3 mL
- instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka / Objętość próbki: Krew pełna - krew kapilarna lub pełna krew żylna, surowica lub osocze.

Czas testu: 20 Minut

Czułość: antygen: 96,4% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA; przeciwciało: 95,6% w porównaniu do testu Dengue Ag



ELISA

Specyfika: antygen: 96,0% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA; przeciwciała: 96,1% w porównaniu do testu Dengue Ag ELISA

Wartości cut-off: niedostępne

Przechowywanie: 2°C do 30°C; nie zamrażać