

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-cho-142-40-kuwet-do-cholesterolu-p-990.html>

Diaglobal CHO 142 – 40 kuwet do cholesterolu

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

CHO142

Opis produktu

Pomiar cholesterolu w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do oznaczania poziomu cholesterolu we krwi w fotometrze Vario marki Diaglobal. Są gotowe do użytku i wymagają jedynie dodania krwi włośniczkowej, krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Cholesterol jest jednym z niezbędnych elementów błon komórkowych. Ponadto jest to substancja początkowa syntezy hormonów steroidowych i kwasów żółciowych. Około 25% cholesterolu pochodzi z pożywienia, a pozostałe 75 % syntetyzuje się w organizmie. Cholesterol jest obecny w osoczu jako kompleks lipoproteinowy ze względu na jego niezdolność do rozpuszczania się w wodzie.

Określenie cholesterolu jako całości zalicza się do podstawowego programu profilaktycznego zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

Szczegóły produktu

- Kuwety do cholesterolu (CHO 142)
- Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem
- Metoda testu: CHOD-PAP
- Materiał do badania: krew pełna / krew włośniczkowa, osocze, surowica
- 40 sztuk