

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-ck-121-20-kuwet-do-kinazy-kreatynowej-w-osoczu-p-993.html>



Diaglobal CK 121 - 20 kuwet do kinazy kreatynowej w osoczu

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pomiar kinazy kreatynowej w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru kinazy kreatynowej w fotometrze Vario marki Diaglobal.

Kuwety do oznaczania poziomu kinazy kreatynowej we krwi są gotowe do użytku i wymagają jedynie dodania osocza.

Kinaza kreatyny (CK) odgrywa kluczową rolę w katabolizacji komórek mięśniowych i odpowiada za przemianę ADP do ATP (organiczne związki chemiczne, odpowiadają za gospodarkę energetyczną komórek). Mierzalna całkowita aktywność CK w surowicy składa się z aktywności izoenzymów CK-MB, CK-MM i CK-BB. W osoczu krwi zdrowej osoby zwykle stwierdza się bardzo małe stężenie CK. W przypadku pogarszania się mięśni CK przedostaje się do krwi i poziom CK w krwi zwiększa się. Od momentu przedostania się CK z komórek przez kanały limfatyczne, punkt kulminacyjny koncentracji przeważnie występuje po 6 - 8 godzinach.

Szczegóły produktu

- Kuwety do kinazy kreatynowej (CK 121)
- Metoda testu: Kinetyczna UV, zmodyfikowana IFCC
- Materiał do badania: osocze
- Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem
- 20 sztuk