

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-crp-321-20-kuwet-do-bialka-c-reaktywnego-crp-testy-ilosciowe-dokladne-p-994.html>



Diaglobal CRP 321 – 20 kuwet do białka C-reaktywnego, CRP testy ilościowe, dokładne,

Refundacja NFZ

Tak

Opis produktu

Pomiar białka C-reaktywnego w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru białka C-reaktywnego w fotometrze Vario marki Diaglobal.

Kuwety do oznaczania poziomu białka C-reaktywnego CRP we krwi są gotowe do użytku i wymagają jedynie dodania osocza.

Zadaniem białka C-reaktywnego (CRP) w organizmie jest wiązanie się z endogennym i egzogenicznym materiałem, który jest potencjalnie toksyczny i jest uwalniany przez uszkodzenie tkanek. Stąd minimalizuje toksyczność i pozwala lub raczej ułatwia usuwanie. W przypadku wystąpienia ostrych stanów zapalnych w organizmie może nastąpić szybki wzrost stężenia CRP w surowicy / osoczu. Ta bezpośrednia korelacja jest używana jako odniesienie do ilościowego określenia kilku chorób.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku zakupu przez osobę nieuprawnioną do ich używania (użytek domowy) zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szczegóły produktu

Kuwety do białka C-reaktywnego (CRP 321)

Metoda testu: Turbidymetria

Materiał do badania: osocze

Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem

20 sztuk