

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-ery-142-40-kuwet-do-erytrocytow-p-995.html>

Diaglobal ERY 142 – 40 kuwet do erytrocytów

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pomiar erytrocytów w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru erytrocytów w fotometrze Vario marki Diaglobal.

Kuwety do oznaczania poziomu erytrocytów we krwi są gotowe do użytku i wymagają jedynie dodania krwi.

Erytrocyty (czerwone krwinki) zawierają pigment krwi – hemoglobinę, i są odpowiedzialne za transport tlenu po krwiobiegu. Jeżeli ilość krwinek czerwonych jest znajdują się poza zakresem referencyjnym, są przypisywane do klinicznych objawów,, niedokrwistości i hiperbobulii.

Znaczenie diagnostyczne erytrocytów:

- podejrzenie niedokrwistości lub nadkrwistości
- dalsze i terapeutyczne kontrole niedokrwistości i nadkrwistości

Liczba krwinek czerwonych jest określana w dużych laboratoriach medycznych tylko przy użyciu automatycznych urządzeń do liczenia komórek, które działają zgodnie z zasadą liczenia impedancji lub zasadą liczenia zdjęć elektronicznych. Szybka i łatwa do przeprowadzenia fotometryczna metoda pomiaru mętności sprawdziła się w małych laboratoriach, i gabinetach lekarskich. Obecnie liczenie mikroskopowe jest rzadko stosowane ze względu na wysokie wydatki na energię i jego niską powtarzalność.

Szczegóły produktu

- Kuwety do erytrocytów (ERY 142)
- Metoda testu: Turbidymetria
- Materiał do badania: krew pełna lub włośniczkowa
- Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem
- 40 sztuk