

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-got-442-40-kuwet-do-aminotransferazy-asparaginianowej-aspat-p-989.html>



Diaglobal GOT 442 – 40 kuwet do aminotransferazy asparaginianowej (AspAT)

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pomiar aminotranferazy alaninowej (ASAT, GOT) w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru aminotranferazy asparaginianowej w fotometrze Vario marki Diaglobal. Gotowe do użycia testy w okrągłych kuwetach do pomiarów z surowicą / osoczem.

Aminotransferaza asparaginianowa (stosowane oznaczenia: AspAT, GOT, AST) jest enzymem wewnątrzkomórkowym, zwykle występuje we krwi w śladowych ilościach, spotykanym w wątrobie, mięśniu sercowym, w mięśniach szkieletowych, nerkach i krwinkach czerwonych. Badanie biochemiczne określające aktywność AspAT we krwi pozwala przede wszystkim na diagnozowanie chorób wątroby.

Szczegóły produktu

- Kuwety do ASAT bez fosforanu pirydoksalu (GOT 442)
- Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem
- Metoda testu: test UV, IFCC 37°C
- Materiał do badania: osocze, surowica
- 40 sztuk