

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-gpt-442-40-kuwet-do-aminotransferazy-alaninowej-alat-p-988.html>



Diaglobal GPT 442 – 40 kuwet do aminotransferazy alaninowej (ALAT)

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pomiar aminotransferazy alaninowej (ALAT, GPT) w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru aminotransferazy alaninowej w fotometrze Vario marki Diaglobal. Gotowe do użycia testy w okrągłych kuwetach do pomiarów z surowicą / osoczem.

Aminotransferaza alaninowa (stosowane oznaczenia: ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) to enzym wewnątrzkomórkowy, występujący najczęściej w komórkach wątroby, rzadziej w mięśniach szkieletowych, w mięśniu sercowym i nerkach, niezbędny do funkcjonowania komórki. Stosunek poziomu aktywności AspAT do ALAT pozwala obliczyć wskaźnik de Ritisa, którego wartość powyżej lub poniżej jedności sugeruje wystąpienie określonych chorób wątroby.

Szczegóły produktu

- Kuwety do ALAT bez fosforanu pirydoksalu (GPT 442)
- Gotowe do użyciu, z odpowiednim reagentem
- Metoda testu: test UV, IFCC 37°C
- Materiał do badania: osocze, surowica
- 40 sztuk