

Link do produktu: <https://redmed.pl/diaglobal-hdl-321-20-kuwet-do-cholesterolu-hdl-p-991.html>

Diaglobal HDL 321 – 20 kuwet do cholesterolu HDL

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pomiar cholesterolu HDL w urządzeniu Vario Photometer II.

Kuwety zawierają odczynniki testowe do pomiaru cholesterolu HDL w fotometrze Vario marki Diaglobal.

Kuwety do oznaczania poziomu HDL we krwi są gotowe do użytku i wymagają jedynie dodania krwi włośniczkowej, krwi pełnej, surowicy lub osocza.

HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) są odpowiedzialne za transport cholesterolu z komórek obwodowych do wątroby. Określenie cholesterolu HDL ma duże znaczenie kliniczne.

Badanie HDL ma znaczenie diagnostyczne w przypadku:

- Wczesnej diagnozy ryzyka stwardnienia tętnic.
- Terapeutyczna kontrola leczenia lekami obniżającymi stężenie lipidów.
- Kontrola wyników działalności w sektorze fitness i rekreacji.

Wysokie stężenia HDL w surowicy mają ochronny wpływ przeciw choroby wieńcowej, podczas gdy niski poziom cholesterolu HDL - zwłaszcza w połączeniu z wysokimi triglicerydami - zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Podczas stosowania leków obniżających stężenie lipidów konieczne jest zminimalizowanie spadku HDL.

Szczegóły produktu

- Kuwety do cholesterolu HDL (HDL 321)
- Metoda testu: CHOD-PAP
- Materiał do badania: krew włośniczkowa
- Gotowe do użytku, z odpowiednim reagentem
- 20 sztuk