

Link do produktu: <https://redmed.pl/dren-accu-chek-rapid-d-link-p-1325.html>

Dren Accu-Chek Rapid-D Link

Producent

Roche

Opis produktu

Accu-Chek Rapid-D Link ma szybką instalację i maksimum dyskrecji. Jest szczególnie idealny dla osób o słabym wzroku.

Proste podłączanie/rozłączanie.

Wygodny, hipoalergiczny, samoprzylepny plaster pewnie mocuje wkłucie.

cienka, metalowa kaniula o długości 6, 8, 10 lub 12 mm

kaniula wprowadzana pod kątem 90°

pasuje do wszystkich rodzajów pomp na rynku, włącznie z pompami Medtronic, dzięki dostępności pojemników na insulinę ADR (Kleo)

Producent: Roche