

Link do produktu: <https://redmed.pl/droplet-personalny-nakluczacz-dla-diabetyka-200-lancet-p-249.html>

Droplet Personalny nakłuwacz dla diabetyka + 200 lancet

Cena	34,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HTL9007 + HTL7207
Kod producenta	9007 + 7207
Producent	.HTL Strefa
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Zestaw składający się z nakłuwacza długopisowego i 200 jednorazowych igieł.

Automatyczny nakłuwacz DROPLET z regulowaną głębokością nakłucia jest używany do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej. Jest łatwy w użyciu, zmniejsza odczucie dyskomfortu i jest bardzo ważną częścią programu samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Nakłuwacz DROPLET jest urządzeniem do nakłuwania przeznaczonym do wielokrotnego użycia przez jedną osobę. Przyrząd posiada regulowaną nasadkę pozwalającą ustawić głębokość nakłucia zależnie od grubości skóry oraz specjalną nakładkę do pobierania krwi kapilarnej z miejsc alternatywnych takich jak przedramię, ramię, udo, łydka itd.

Co oznacza wartość 28G i 33G

Wartość G - gauge oznacza grubość igły, im igła jest cieńsza tym nakłucie jest mniej bolesne. Jednakże niektóre badania krwi wymagają by użyty lancet miał określoną grubość. Badania do określania np. wskaźnika INR powinny być wykonywane nakłuwaczami lub lancetami o grubość 21G. Natomiast badania glukozy - "cukru" jeżeli producent pasków nie zaleca inaczej mogą być wykonywane za pomocą najcieńszych dostępnych lancet.



Porównanie Grubości w milimetrach z wartością G - gauge.

21G - 0,82mm
23G - 0,64mm
25G - 0,51mm
28G - 0,36mm
30G - 0,30mm
33G - 0,20mm
34G - 0,18mm

Zalety stosowania nakłuwacza automatycznego DROPLET:

- bezpieczny - przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
- optymalny - posiada 5-stopniową regulację głębokości nakłucia
- intuicyjna obsługa - wystarczy naciągnąć lancet tak, jak włącza się długopis i nacisnąć przycisk
- uniwersalny - kompatybilny z większością ogólnodostępnych na rynku lancetów personalnych

Zestaw zawiera:

- nakłuwacz droplet
- 200 lancet

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski