

Link do produktu: <https://redmed.pl/duo-photometer-plus-dp-350-fotometr-biochemiczny-dla-sportowcow-p-1793.html>



Duo Photometer plus DP 350 - fotometr biochemiczny dla sportowców

Dostępność	Na zamówienie - do 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Producent	.Diaglobal
Zadzwoń i zamów	32 249 00 70

Opis produktu

Fotometr Duo plus ma szczególne zastosowanie w badaniach medycznych i wydajnościowych sportowców. Może również mierzyć najczęściej stosowane parametry biochemiczne w diagnostyce medycznej.

Duo Photometer plus DP 350 daje możliwość wykonania badania najważniejszych parametrów w ocenie jakości treningu fizycznego.

Parametr	Oznaczenie	Objętość próbki	Rodzaj próbki			Dodat. Przybory Mini Wirówka
			Krew kapilarna/żylna	Surowica	Osocze	
Bilirubina	BIL 142	100 µL	○	●	●	○
Bilirubina noworodkowa ¹		20 µL	●	●	●	●
Erytrocyty	ERY 142	10 µL	●	○	○	○
Glukoza	GLU 142	10 µL	●	●	●	○
Hemoglobina HiCN	HB 142	10 µL	●	○	○	○
Hemoglobina SLS	HB 342	10 µL	●	○	○	○
Hematokryt	HCT 142	10 µL	●	○	○	○
Kwas mlekowy	LAC 142	10 µL	●	○	●	○

¹Do uzyskania 20 µl surowicy/osocza potrzeba około 100 µl krwi włośniczkowej i mini wirówki

Jest doskonałym narzędziem w różnych obszarach profesjonalnej opieki zdrowia:

- W wielu gabinetach ginekologicznych do pomiaru hemoglobiny i glukozy w opiece prenatalnej.
- Jako podręczne narzędzie dla położnych, gdyż umożliwia pomiar poziom bilirubiny noworodkowej na miejscu, np. w domu. Oszczędza to młodym mamom specjalnej wizyty do gabinetu zabiegowego.
- Urządzenie może wykonać pomiar kwasu mlekowego w ciągu kilku minut i w jednej serii można zmierzyć do 20 próbek. Mleczany odgrywają ważną rolę w diagnostyce wydolnościowej, rehabilitacji sportowej i diagnostyce ratunkowej.

W zestawie z Duo Photometer plus DP 350

- zasilacz sieciowy