

Link do produktu: <https://redmed.pl/eglu-paski-testu-glukozy-do-monitora-cardiochek-plus-opakowanie-50-szt-p-612.html>



eGlu - Paski testu glukozy do monitora CardioChek Plus - opakowanie 50 szt.

Cena	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	eGlu50
Kod producenta	2713
Kod EAN	381932713016
Producent	PTS Diagnostics

Opis produktu

Testy paskowe do [glukometru CardioChek Plus](#). Służą do użytku profesjonalnego do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej. Pomiary glukozy są stosowane w diagnostyce i leczeniu zaburzeń glikemii. Do wykonania badania nie są potrzebne pipety. Krew nanoszona bezpośrednio na pasek testowy.

Do przeprowadzenia testu wymagana jest mała próbka krwi z opuszka palca. Można użyć jako samodzielne badanie lub w współpracy z [testem panel lipidowy](#).

Parametry:
Wyniki glukozy po 10 sekundach
Wielkość próbki: 1.1 µl
Zakres pomiarowy: 40-600 mg/dL (2.22-33.3 mmol/L)

Opakowanie zawiera:
50 testów eGLU
MEMo Chip
Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności: Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

UWAGA !
Paski testowe działają wyłącznie z [glukometrem CardioChek Plus](#).

[CardioChek aparat do testu glukozy oraz cholesterolu, HDL, trójglicerydów.](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakłuwacze: Nie , 25szt. (+ 27,00 zł) , 200szt. (+ 59,99 zł)
Dodatkowe pipety: Nie , 25 sztuk (+ 16,20 zł)