

Link do produktu: <https://redmed.pl/entamoeba-test-kasetowy-pelzakowica-10-szt-p-1557.html>

Entamoeba - test kasetowy Pełzakowica - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	2090001
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów *Entamoeba spp.* w ludzkich próbkach kału. Test ten służy jako środek pomocniczy przy diagnostyce infekcji amebozą.

Testy jakościowe są najlepszą metodą do określenia precyzyjnej diagnozy. Jest to szczególnie istotne do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta i zredukowania ryzyka wystąpienia powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Nadmierne stosowanie antybiotyków może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Entamoeba to rodzaj pełzaków które są pasożytami wewnętrznymi zwierząt i ludzi. Jedynym patogennym gatunkiem z tego rodzaju jest *Entamoeba histolytica*.

Pełzak czerwoni (*Entamoeba histolytica*) wywołuje chorobę zwaną pełzakowicą lub entamebozą (entamoebosis), amebozą, biegunką amebową.

Cysta jest inwazyjną postacią *Entamoeba histolytica*, która dostaje się do organizmu z pokarmem lub wodą. W wyniku zakażenia Entamoeba niszczy nabłonek jelita grubego. Oprócz ściany jelita może występować również w wątrobie, płucach lub śledzionie.

Części składowe zestawu

- 10 testów kasetowych
- 10 probówek z buforem
- Instrukcja

Szczegóły testu:

- Próbką: mocz
- Czas badania: 15 minut
- Czułość: 79%
- Swoistość: 84%
- Temp. przechowywania: 4°C - 30°C