

Link do produktu: <https://redmed.pl/escherichia-coli-o157-test-kasetowy-antygenow-ecoli-o157-10-szt-p-506.html>

Escherichia coli O157 - Test kasetowy antygenów E.coli O157 - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL501006
Kod producenta	501006
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Immunologiczne szybkie testy do jakościowego wykrywania antygenów bakterii E.coli O157 w próbce kału.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Objawy zarażenia pałeczką okrężnicy są typowe dla zatrucia pokarmowego. Jednakże bakterie E.coli mogą być zabójcze, ponieważ niszczą małego rozmiaru naczynia w organach takich jak mózg, płuca, serce czy nerki. Po zatruciu, w pierwszej kolejności pojawia się biegunka, której towarzyszą silnie bóle brzucha. W przypadku gdy będzie ona dłuższa niż 2 dni, należy zgłosić się do lekarza. Może również pojawić się ogólne osłabienie, a także wymioty, nudności, bóle i zawroty głowy, gorączka. W trakcie leczenia ważne jest by uzupełniać ilość płynów i elektrolitów w organizmie. Bakterie E.coli są odporne na antybiotyki, więc przed przystąpieniem leczenia warto wykonać test jakościowy, aby ich niepotrzebnie nie podawać.

Zawartość opakowania:

- 10x Testy kasetowe
- 10x Probówka pobierania kału z roztworem bufora ekstrakcyjnego
- 1x Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbkę: Kał (nagromadzenie w mTSB i nowobiocynie wymagane)
- Czas testu: 10 minut
- Czulość: > 99% w porównaniu do wiodącej metody laboratoryjnej
- Swoistość: 85% w porównaniu do wiodącej metody laboratoryjnej
- Wartość Cut-off: brak informacji
- Przechowywanie: 2°C do 30°C