

Link do produktu: <https://redmed.pl/fisher-scientific-dry-bath-150c-digital-1-block-podgrzewacz-do-probek-p-255.html>

Fisher Scientific Dry Bath 150°C Digital 1 Block, podgrzewacz do próbek

Cena	1 998,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	FB15101
Producent	Fisher Scientific
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Suchy Cyfrowy Podgrzewacz do Próbek

Szeroki zakres temperatury sprawia, że Suchy Cyfrowy Podgrzewacz do Próbek jest urządzeniem przydatnym do różnych zastosowań w biologii molekularnej, histologii, laboratoriach klinicznych i przemysłowych. Podgrzewacz Próbek jest wyposażony w sterowanie mikroprocesorowe i cyfrowy wyświetlacz temperatury.

Zalety podgrzewacza:

- Sterowanie mikroprocesorowe
- Cyfrowy wyświetlacz
- Łatwa kalibracja
- Zakres temperatury pracy: do 150°C
- Rozdzielczość: 0,10°C
- Wymienne bloki

Sterowanie mikroprocesorowe

Mikroprocesor reguluje pracę urządzenia, aby zapewnić precyzyjne i dokładne sterowanie. Dokładną temperaturę można łatwo ustawić za pomocą klawiszy strzałek na panelu sterowania. Funkcja kalibracji pozwala na łatwą kalibrację urządzenia przez użytkownika, gdy jest to wymagane.

Komora bloku ze stali nierdzewnej

Komora bloku jest wykonana ze stali nierdzewnej, która działa jak radiator i zapewnia jednolity przepływ ciepła z elementów grzewczych do wymiennych bloków. Zastosowanie najnowszych technologii sprawia, że wszystkie próbki ogrzewane są identycznie, bez względu na ich położenie w bloku.

Wymienny aluminiowy blok FB71712 (D1110) na 20 próbek dołączany do zestawu



Osobny blok na 20 fiolek z próbkami ułatwia i przyspiesza pracę z podgrzewaczem. Wykonany ze stopu aluminium, bardzo szybko uzyskuje pożądaną temperaturę, oraz szybko stygnie.

Izolowany uchwyt chroni użytkownika przed wysoką temperaturą bloku i próbek.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r