

Link do produktu: <https://redmed.pl/fob-10-test-kasetowy-krwi-utajonej-w-kale-20-sztuk-p-1573.html>



FOB 10 - Test kasetowy krwi utajonej w kale - 20 sztuk

Cena	99,00 zł
Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL272039N-20
Kod producenta	272039N-20
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Wizualny, szybki test immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale. Został on opracowany jako pomoc w wykrywaniu zachorowań dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Test do profesjonalnej diagnostyki in-vitro.

Testy jakościowe FOB 10 pomagają wykryć choroby onkologiczne już na wczesnym etapie.

Szybki i dokładny test może znacznie poprawić wykrywanie przyczyn problemów zdrowotnych lub znacznie szybciej zdiagnozować chorobę zwykle nie dającą swoistych objawów. Celna diagnoza już na wstępnym etapie choroby, może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Obecność krwi w kale towarzyszy wielu schorzeniom, np. hemoroidom, krwi w moczu, chorobom żołądka. Jednak w przypadku wyniku dodatniego - osoba, której badanie dotyczyło, powinna skonsultować się z lekarzem rodzinnym, chirurgiem-onkologiem, onkologiem, gastroenterologiem lub proktologiem.

Próbki zawierająca hemoglobinę ludzką o stężeniu równym bądź większym niż 10 ng/ml wskazują wynik pozytywny. W niektórych przypadkach próbka zawierająca hemoglobinę ludzką w mniejszych ilościach niż 10 ng/ml, mogą również wskazywać wynik pozytywny.

Relatywna czułość: 97,3% (95,56%-99,04%)*

Relatywna swoistość: 98,4% (97,64%-99,16%)*

Ogólna zgodność: 98,2% (97,47%-98,89%)*

*95% Przedział ufności

Zawartość opakowania:

- 20 pojedynczo zapakowanych testów kasetowych
- 20 próbek na próbkę z buforem rozcieńczającym
- Instrukcja obsługi