

Link do produktu: <https://redmed.pl/fob-plus-test-kasetowy-krwi-utajonej-w-kale-25-szt-p-481.html>

FOB Plus - Test kasetowy krwi utajonej w kale - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL272016N-25
Kod producenta	272016N-25
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Wizualny, immunochromatograficzny, szybki test do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w próbce kału, dostarcza wskazówek do chorób dotyczących jelita grubego, takich jak rak jelita i powiększone hemoroidy. Test jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in-vitro.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Obecność krwi w kale towarzyszy wielu schorzeniom, np. hemoroidom, krwi w moczu, chorobom żołądka. Jednak w przypadku wyniku dodatniego - osoba, której badanie dotyczyło, powinna skonsultować się z lekarzem rodzinnym, chirurgiem-onkologiem, onkologiem, gastroenterologiem lub proktologiem.

Badanie na krew utajoną w kale, które może być wykonane również w warunkach domowych, umożliwia wczesne wykrycie raka jelita grubego.

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem w Polsce. Objawy raka jelita grubego mogą być przez długi czas niewidoczne. Tak jak w przypadku innych nowotworów, wczesne wykrycie raka jelita grubego znacznie zwiększa szanse przeżycia pacjenta.

Zawartość opakowania:

- 25 Pojedynczo pakowane testy kasetowe
- 25 Probówki (każda zawiera 2ml buforu fosforanowego 0,1M (TBS) z surowiczą albuminą wołową (BSA) oraz azydek sodu 0,02%)
- 25 Instrukcje do pobierania próbek kału
- 25 przyrządy do pobierania kału
- 1 Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbkę: Kał
- Czas testu: 5 - 8 minut



-
- Czułość: od 2 ug/g, 100% = 40 ng hemoglobiny/ml buforu
 - Swoistość: 100% (brak reakcji krzyżowej)
 - Przechowywanie: 2°C - 30°C

Produkty do profesjonalnego użytku nie podlegają zwrotowi.