

Link do produktu: <https://redmed.pl/fob75-ii-test-kasetowy-krwi-utajonej-w-kale-20-sztuk-p-1572.html>

## FOB75 II - Test kasetowy krwi utajonej w kale - 20 sztuk

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>Zadzwoń 32 720 62 10</b> |
| Numer katalogowy | <b>272043</b>               |
| Producent        | <b>nal von minden</b>       |

### Opis produktu

**Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych.** Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Wizualny, szybki test immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale. Został on opracowany jako pomoc w wykrywaniu zachorowań dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Test do profesjonalnej diagnostyki in-vitro.

Testy jakościowe pomagają wykryć choroby onkologiczne już na wczesnym etapie. Cenna diagnoza już na wstępnym etapie choroby, może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie. Szybki i dokładny test jakościowy może znacznie poprawić wykrywanie przyczyn problemów zdrowotnych lub znacznie szybciej zdiagnozować chorobę zwykle nie dającą swoistych objawów.

Obecność krwi w kale towarzyszy wielu schorzeniom, np. hemoroidom, krwi w moczu, chorobom żołądka. Jednak w przypadku wyniku dodatniego - osoba, której badanie dotyczyło, powinna skonsultować się z lekarzem rodzinnym, chirurgiem-onkologiem, onkologiem, gastroenterologiem lub proktologiem.

#### Zawartość opakowania:

- 20 pojedynczo zapakowanych testów kasetowych
- 20 probówek na próbkę z buforem rozcieńczającym
- 20 urządzeń do pobierania kału
- 20 woreczków strunowych
- Zestaw z informacjami dla pacjenta
- Instrukcja obsługi