

Link do produktu: <https://redmed.pl/fsh-test-kasetowy-hormonu-folikulotropowego-10-szt-p-424.html>

Zdjęcie zastępcze

FSH - Test kasetowy hormonu folikulotropowego - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL172001
Kod producenta	172001
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Jednoetapowy chromatograficzny test kasetowy typu lateral flow do jakościowego wykrywania hormonu folikulotropowego (FSH) w moczu. Test wykorzystuje kombinację przeciwciał, łącznie z monoklonalnymi przeciwciałami przeciw FSH, aby wykrywać selektywnie podwyższony poziom FSH.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Hormon folikulotropowy (FSH; folikulotropin) występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jest wydalany z moczem. FSH u kobiet pobudza dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych i wydzielanie estrogenów w komórkach ziarnistych pęcherzyków jajnikowych. Zwiększa również aktywność enzymu odpowiedzialnego za przekształcanie androgenów do estrogenów.

U mężczyzn powoduje powiększenie cewek nasiennych, pobudza wytwarzanie plemników oraz zwiększa wytwarzanie białka wiążącego androgeny, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania testosteronu.

W okresie menopauzy z powodu wygasania czynności hormonalnej gonad obserwuje się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn podwyższony poziom FSH we krwi i tym samym w moczu.

Wielkość opakowania

- 10 szt

Próbka:

- mocz