

Link do produktu: <https://redmed.pl/getein-1100-test-poct-d-dimer-25szt-op-p-1715.html>

Getein 1100 Test POCT - D-Dimer - 25szt/op

Cena	351,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	IF1006
Producent	Getein Biotech.Inc

Opis produktu

Zestaw D-Dimer Fast Test (test immunofluorescencyjny) jest przeznaczony do ilościowego oznaczania in vitro D-Dimeru w próbkach ludzkiego osocza lub krwi pełnej. Test służy jako pomoc w ocenie i ocenie pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Opakowanie 25 testów

Test jest przeznaczony dla analizatora Getein 1100 do medycznych testów diagnostycznych na miejscu. Getein 1100 jest analizatorem POC fluorescencyjnych testów immunologicznych dla profesjonalnej opieki medycznej. Szybkie badania diagnostyczne na miejscu.

Przeznaczenie szybkiego testu D-Dimer

1. Jako pomoc w wykluczeniu żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE);
2. Jako pomoc w wykluczeniu zatorowości płucnej (PE);
3. Jako pomoc w diagnostyce rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC);
4. Jako pomoc w diagnostyce i prognozowaniu zawału mózgu;
5. Jako pomoc w ocenie stanu krzepnięcia nadciśnienia indukowanego ciążą;
6. Jako pomoc w diagnostyce i rokowaniu chorych przy zabiegach operacyjnych; monitorowanie terapii trombolitycznej.

D-Dimer

Zakrzepica żył głębokich jest częstym schorzeniem, a skumulowana częstość występowania w ciągu całego życia wynosi od 2 do 5 procent. Nieleczona zakrzepica żył głębokich może skutkować zatorem płucnym, który może być potencjalnie śmiertelny. Terapia przeciwzakrzepowa zmniejsza zarówno zachorowalność, jak i śmiertelność z powodu żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dlatego ważna jest wczesna diagnoza. Dokładne rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich minimalizuje ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i zapobiega narażeniu pacjentów bez zakrzepicy na ryzyko leczenia przeciwzakrzepowego. D-Dimer jest markerem endogennej fibrynolizy i dlatego powinien być wykrywalny u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich. W ostatnich latach coraz więcej badań wykazało, że oznaczenie D-Dimer ma wysoką ujemną wartość predykcyjną, a D-Dimer jest czułym, ale niespecyficznym markerem zakrzepicy żył głębokich. Ujemny wynik D-Dimeru może wykluczyć zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną.

Znaczenie w diagnostyce

D-Dimer jest markerem endogennej fibrynolizy i dlatego powinien być wykrywalny u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich. W ostatnich latach coraz więcej badań wykazało, że oznaczenie D-Dimer ma wysoką ujemną wartość predykcyjną, a D-Dimer jest czułym, ale niespecyficznym markerem zakrzepicy żył głębokich. Ujemny wynik D-Dimeru może wykluczyć zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną.

Parametry:

- Zakres pomiaru: 0,1-10,0 mg/L
- Próbką: osocze i krew pełna
- Wartość odcięcia: 0,5 mg/L

Zestaw zawiera:

- 25 testów D-Dimer w zamkniętym opakowaniu z środkiem osuszającym
- 25 Pipet jednorazowych
- 25 fiolek z Rozcieńczalnikiem próbki
- Instrukcja użytkownika
- Karta SD