

Link do produktu: <https://redmed.pl/getein-1100-test-poct-nt-probnp-25sztop-p-1202.html>

Getein 1100 Test POCT - NT-proBNP - 25szt/op

Dostępność

Czekamy na dostawę

Numer katalogowy

IF1002

Producent

Getein Biotech.Inc

Opis produktu

Zestaw szybkich testów NT-proBNP do analizatora POC Getein1100. Test jest przeznaczony do ilościowego oznaczania in vitro prekursora N-końcowego peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w próbkach ludzkiej surowicy, osocza lub pełnej krwi.

Test immunofluorescencyjny jest stosowany w placówkach medycznych do szybkich badań na miejscu. Pomoc w diagnostyce klinicznej, prognozowaniu i ocenie niewydolności serca (HF).

Zestaw 25 testów NT-proBNP

Rodzaj próbki: Osocze/surowica/krew pełna

Czas testu: 10 minut

Metodologia: Test immunofluorescencyjny

Zakres pomiaru: 100~35000 pg/ml

Dolna granica wykrywania: ≤ 100 pg/ml

Przeznaczenie

Wczesne wykrycie chorych z niewydolnością serca.

Rozpoznanie i stratyfikacja ryzyka niewydolności serca.

Rozróżnianie duszności spowodowanej niewydolnością serca od innych chorób.

Monitorowanie i ocena leczenia niewydolności serca.

Badania przesiewowe i diagnostyka pacjentów bez niewydolności serca.

Pomoc w ocenie ryzyka Ostrego Zespołu Wieńcowych.

NT-proBNP to N-końcowy prekursor peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) jest wydzielany z lewej komory serca w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe i ciśnieniowe. To nieaktywny N-końcowy fragment, który oddzielił się od prohormonu BNP. NT-proBNP może być stosowany do oceny kurczliwości serca, dysfunkcji rozkurczowej i koordynacji ruchu ścian segmentu komory. Poza tym ma wysoką czułość i ujemną wartość predykcyjną ($>97\%$).

Zestaw zawiera:

- 25 kaset testowych NT-proBNP w zamkniętym opakowaniu, z środkiem osuszającym
- 25 Pipet jednorazowych
- Bufor krwi pełnej
- Instrukcja użytkownika
- Karta SD