

Link do produktu: <https://redmed.pl/giardia-test-kasetowy-giardiozy-10-szt-p-415.html>

Giardia - Test kasetowy Giardiozy - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	521011N-10
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test immunologiczny do jakościowego wykrywania antygenów cyst *Giardia lamblia*, wywołujących giardiozę, w próbkach kału w czasie ostrej fazy infekcji.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Giardioza (łac. giardiosis; lamblioza) to choroba pasożytnicza jelita cienkiego wywołwana przez pierwotniaki z gatunku *Giardia intestinalis* (inne nazwy: *Giardia duodenalis* i stosowana w USA *Giardia lamblia*). Występuje w umiarkowanych szerokościach geograficznych, tak samo często w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. Najczęściej zakażenie przebiega bezobjawowo. Objawy ostrego zakażenia są niejednoznaczne i zależne od wieku, i stanu wydolności układu odpornościowego, a także rodzaju szczepu *lamblia*, występują po 1-3 tygodniach. U dorosłych występują nudności, brak apetytu, gwałtowne, wodniste, sfermentowane stolce, gazy, niewielka gorączka, wzdęcia, kurczowe bóle brzucha, niekiedy w okolicy pęcherzyka żółciowego, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność, reakcje uczuleniowe z różnego rodzaju wysypką i stany podgorączkowe. U dzieci zwykle występuje wodnista biegunka.

Zawartość opakowania:

- 10 testów kasetowych
- 10 probówek na próbkę z buforem
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: kał

Czas testu: 10 minut

Czułość: >99% w porównaniu z mikroskopią

swoistość: >99% w porównaniu z mikroskopią

Wartość cut-off: brak informacji

Przechowywanie: 2°C do 30°C