



Glukometr Abra

Cena	44,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Abra jest łatwy w użyciu i umożliwia uzyskanie wyników całkowitego poziomu glukozy we krwi w parę sekund przy wykorzystaniu jedynie niewielkiej ilości krwi. Narzędzie do stosowania w terapii cukrzycowej.

Wyniki wyświetlane po 5 sekundach z próbki świeżej pełnej krwi kapilarnej z opuszka palca, dłoni lub przedramienia o wielkości $>0.5 \mu\text{l}$.

Abra przeznaczony jest do monitorowania stężenia glukozy w krwi, zarówno dla użytku domowego, jak i dla zastosowań profesjonalnych. Charakteryzuje się ergonomicznym kształtem i małą wielkością wielkość. Ma duży wyświetlacz i przeciwpoślizgowe wykończenie. Prosta obsługa urządzenia.

Dokładność zgodna ze standardem ISO 15197:2013

Funkcje glukometru Abra:

- Automatyczne kodowanie pasków testowych - nie trzeba samodzielnie wprowadzać kodu, ani nie potrzebują dodatkowego elementu.
- Oznaczenie wyników pomiaru przed posiłkiem i po posiłku
- Pamięć wewnętrzna aż 300 ostatnich wyników razem z datami, godzinami.
- Wyciąganie średnich z wyników z 7, 14- i 30 dni
- Indywidualne ustawienie ostrzeżenia o za wysokich lub za niskich wartościach.
- Alarm ketonowy
- Możliwość ustawienia 4 alarmy przypominające o pomiarze
- Automatyczne włączenie po wsunięciu paska testowego, oraz automatyczne wyłączenie po 3 min. bezczynności.
- Możliwość przesłania danych na komputer przy pomocy darmowego oprogramowania.

Dane techniczne

- Próbkę: Świeża pełna krew kapilarna, minimum $>0.5 \mu\text{l}$
- Czas testu: 5 sekund
- Metoda pomiaru: Biosensoryczna; oksydaza glukozowa
- Jednostki: mg/dL lub mmol/L
- Zakres wyników: 20 – 600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L)
- Pamięć: 300 pomiarów poziomu glukozy we krwi
- Wyświetlacz: Dostosowany do potrzeb wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Źródło energii: 3V bateria litowa (CR-2032)
- Długość życia baterii: Około 1000 testów w normalnych warunkach (25°C)
- Rozmiar: 96 mm x 58 mm x 19 mm
- Waga: 60 g (z baterią)
- Warunki działania:
- Temperatura: 10°C – 45°C
- Wilgotność: 15% – 90% RH
- Hematokryt: 35% – 55%

Producent: Diagnosis



[Glukometr do analizy glukozy wykorzystuje paski testowe Abra.](#)