

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-accu-chek-instant-z-bluetooth-p-1238.html>

Glukometr Accu-Chek Instant z bluetooth

Cena

179,99 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

Innowacyjny glukometr Accu-Chek Instant to nowa jakość w monitorowaniu glukozy dostępna dla każdego. Jest wyposażony w Bluetooth, oraz do tego aplikację mobilną mySugr.

Nowoczesny system maksymalnie wspiera terapię cukrzycy. Accu-Chek Instant łączy się bezprzewodowo z aplikacją mySugr w wersji Pro. Wyniki z [glukometru](#) są automatycznie przesyłane za pomocą Bluetooth do urządzenia mobilnego lub przy użyciu kabla mikro USB do komputera. Przy połączeniu z Internetem dane zapisywane są również w Chmurze.

System rekomendowany jest dla pacjentów korzystających z dawek insuliny i swobodnie korzystających z aplikacji mobilnych na smartfonie.

Najważniejsze korzyści zestawu Accu-Chek Instant z mySugr

- Aplikacja mySugr w wersji PRO jest za darmo do pobrania na iPhone (AppStore) i telefony Android (Google play).
- Szybki dostęp do wszystkich informacji związanych z cukrzycą.
- Przypomnienia o pomiarze na twoją komórkę.
- Praktyczne raporty dla twojego lekarza.
- Pomocny wskaźnik zakresu docelowego.
- Unikalne paski Accu-Chek Instant.
- Łatwa i szybka synchronizacja danych.

Glukometr Accu-Chek Instant

- Czytelny wyświetlacz
- [Dokładne wyniki](#)
- Jeden przycisk do nawigacji
- Pamięć 720 wyników zapisanych z datą i godziną, które można eksportować bezprzewodowo do aplikacji mySugr
- Za pomocą jednego przycisku można sprawdzić wyniki glikemii oraz średnie (z 7, 30 i 90 dni), które pojawiają się na wyświetlaczu.

Czytelny wskaźnik zakresów docelowych

Strzałka przesuwa się na wyświetlaczu wzdłuż zakresów glikemii określając czy wynik znajduje się powyżej zakresu docelowego glikemii (kolor niebieski), w zakresie docelowym glikemii (kolor zielony), czy poniżej zakresu docelowego glikemii (kolor czerwony). Zakresy docelowe glikemii powinny być dopasowane przez lekarza indywidualnie do terapii pacjenta.

Bardzo łatwe użycie

Wystarczy włożyć test paskowy do gniazda glukometru i nałożyć niewielką próbkę krwi na kapilarę [paska testowego](#) Accu-Chek Instant. Wynik pojawi się w czasie poniżej 4 sekund na dużym, czytelnym wyświetlaczu. Po usunięciu testu paskowego glukometr wyłączy się automatycznie.

Metoda pomiarowa opiera się na FAD-zależna dehydrogenaza glukozy (GDH) wyizolowana z *A. oryzae*, przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbkę jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)

Wielkość próbki: 0,6 µL

Gwarancja dokładności potwierdzona certyfikatami zgodności z normą ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015.



Aplikacja mySugr PRO

Glukometr Accu Chek Instant stanowi doskonałe połączenie z aplikacją mySugr.

Dzięki połączeniu Bluetooth wartości glikemii są automatycznie przesyłane z glukometru Accu-Chek Instant prosto do aplikacji mySugr. Smartfon sam zbiera i synchronizuje wartości glikemii.

Szybki dostęp do informacji o poziomie cukru we krwi - Synchronizacja z glukometrem Accu-Chek Instant i pobieranie regularnych pomiarów glikemii umożliwia oszacowanie wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Czytelne wykresy o postępach - pomagają monitorować cukrzycę na bieżąco, dzięki statystykom aktualizowanym w czasie rzeczywistym.

Czytelne raporty dla ciebie i twojego lekarza w formacie PDF, CSV lub MS Excel.

Kalkulator bolusa - precyzyjne wyliczenie dawki insuliny.

Intuicyjne wyszukiwanie za pomocą opisów, tagów i dat przypisywanych do wyników.

Ustawienia przypomnień o pomiarze.

Glukometry wykonują pomiar na podstawie próbki krwi, najczęściej pobranej z palca pacjenta. Badanie poziomu glukozy można wykonać samodzielnie lub z pomocą pielęgniarki, w domu, przychodni POZ lub szpitalu. Glukometry wykorzystują jednorazowe paski testowe do pomiaru glukozy i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować, ponieważ zawierają krew. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne i bez-paskowe. [Glukometr i paski Safe AO są również dostępne w sklepie e-medical.eu. Bezpieczne, wysokiej jakości igły do penów, lancety i nakłuwacze można kupić na stronie medyczny365.pl](#)