

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-accu-chek-performa-p-1115.html>

Glukometr Accu Chek Performa

Cena	199,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa jest bardzo dobrym narzędziem dla diabetyków do samodzielnej kontroli. Wyposażony jest w przydatne funkcje i ma łatwą obsługę.

Accu-Chek Performa jest łatwym w obsłudze i szybkim urządzeniem pomiaru poziomu glukozy we krwi. Ma fabrycznie ustawioną datę i godzinę i jest od razu gotowy do użycia.

Glukometr podaje wynik w ciągu 5 sekund od podania próbki krwi o objętości 0,6 µl.

Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach. umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Wbudowana pamięć Accu-Chek Performa przechowuje 500 wyników pomiarów, razem z danymi o dacie i czasie wykonania oraz oznaczeniami przed i po posiłkowymi.

Precyzja pomiaru zgodna z normą ISO 15197:2013.

Nie trzeba kodować na Accu-Chek Performa pasków testowych

Dodatkowe funkcje:

Obliczanie średnich wyników dla 7-, 14-, 30- 90-dni, z uwzględnieniem średnich wyników pomiarów oznaczonych jako przed- i po posiłkowych.

Czujnik temperatury otoczenia uniemożliwia wykonanie pomiaru wykracza poza dopuszczalny zakres działania. Chroni to przed uzyskiwaniem nieprawdziwych wyników. Pomiar powinien być wykonywany przy temperaturze powietrza: od +6° C do 44° C.

Możliwość ustawienia 4 alarmów przypominających o konieczności wykonania pomiaru.

Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego i wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru, dzięki czemu jest energooszczędne.

Dane techniczne:

- Wielkość próbki: 0,6 µl
- Czas badania 5 sekund.
- Zasada pomiaru: pomiar elektrochemiczny
- Zakres pomiarowy: 10-600 mg/dl; 0,6-33,3 mmol/l.
- Zakres hematokrytu: 10-65%
- Zasada pomiaru: Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mu-tacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).
- Bateria: Jedna 3-woltowa bateria pastylkowa typ 2032.
- Żywotność baterii: Około 2000 pomiarów.
- Wymiary: 94 x 52 x 21 mm
- Masa: 59 g z baterią

Producent: Roche

[Glukometr do pomiaru wykorzystuje paski testowe Accu-Chek Performa.](#)

