



Glukometr BTM Supercheck 1

Cena	39,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr BTM Supercheck 1 jest przeznaczony do ilościowego pomiaru zawartości glukozy w próbce świeżej kapilarnej krwi pełnej. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby cierpiących na cukrzycę w domu, a także jako pomoc w nadzorowaniu skuteczności programu kontroli cukrzycy oraz do użytkowania przez pracowników opieki zdrowia.

Glukometr przy użyciu próbki o wielkości 0,7 µl wykonuje analizę glukozy w 6 sekund.

Glukometr BTM Supercheck 1 charakteryzuje się łatwą obsługą i kilkoma przydatnymi funkcjami dla osób które muszą regularnie badać poziom cukru.

Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: 98/79/WE, EN60601-1 + EN60601-1-1

Funkcje glukometru BTM Supercheck 1:

- Ustawienie jednostki pomiarowej do przełączania się pomiędzy jednostkami pomiaru (mg/dl i mmol/l).
- Mechanizm do wysuwania zurzytych pasków testowych.
- Ustawienie przypomnienia alarmowego.
- pamięć 500 ostatnich wyników razem z datą i godziną pomiaru.
- Możliwe jest obejrzenie średniej wyników testów z różnych okresów: 7, 14, 28, 60 i 90 dni.
- Glukometr BTM SuperCheck 1 umożliwia przesyłanie wyników testów zapisanych w pamięci urządzenia do pamięci komputera osobistego.

Dane techniczne:

- Wymagana objętość krwi: 0,7 µl
- Próbkę: krew pełna.
- Metoda testowania: amperometryczna, oksydaza glukozy.
- Czas pomiaru: 6 sekund.
- Zakres pomiaru: 1,1-33,3 mmol/l (20-600 mg/dl)
- Hematokryt: 32-56%
- Pamięć: 500 wyników
- Zasilanie: Baterie Alkaliczne 2 x AAA 1,5 V 24A LR03
- Wymiary:
- Szerokość: 61,7 mm.
- Długość: 99 mm.
- Głębokość: 28,5 mm.
- Waga: ok. 90 g.

Producent: MegaPharm

[Do działania wykorzystuje paski testowe BTM Supercheck 1.](#)