

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-contour-ts-p-861.html>

Glukometr Contour TS

Cena	177,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Contour® TS jest prostym i szybkim w obsłudze urządzeniem pomiarowym dla diabetyków. Jest wyposażony w technologię automatycznego kodowania pasków. W glukometrze zastosowano zaawansowaną technologię aby zapewnić pacjentowi wygodę użytkowania i dokładność pomiaru glukozy.

Glukometr Contour® TS podaje dokładny wynik w 8 sekund i wymaga próbki wielkości 0,6 µl krwi. Możliwość uzyskania próbki z alternatywnych lokalizacji pozwala pobierać krew zarówno z opuszki palca, jak i z dłoni lub przedramienia.

Funkcje glukometru Contour® TS:

- Technologia No Coding™ w którą jest wyposażone urządzenie sprawia, że paski testowe automatycznie kodują glukometr, a pacjent nie musi pamiętać o wpisywaniu kodu, wkładaniu chipu lub karty kodującej.
- Automatyczne wyłączanie
- Czujnik minimalnej objętości próbki
- Kalibrowany do osocza
- Możliwość transferu danych do komputera

Dane techniczne:

- Próbką badana: Krew pełna
- Wynik pomiaru: W odniesieniu do poziomu glukozy w osoczu/surowicy
- Objętość próbki: 0,6 µl
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl
- Czas pomiaru: 8 sekund
- Pamięć: Przechowuje 250 ostatnich wyników pomiarów
- Zasilanie: Jedna bateria litowa 3 V (DL2032 lub CR2032)
- Czas działania baterii: Około 1000 pomiarów (średnio rok używania)
- Wilgotność: 10-93% wilgotności względnej
- Wymiary: 71 mm (dł.) x 60 mm (szer.) x 19 mm (grub.)
- Waga: 56,7 g

Producent: Ascensia Diabetes Care / Bayer

[Do działania wykorzystuje Paski Testowe Contour TS.](#)