

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-diagnostic-gold-p-864.html>

Glukometr Diagnostic Gold

Cena	43,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Diagnostic Gold to urządzenie przeznaczone do stosowania w domu przez osoby z cukrzycą lub w warunkach klinicznych przez pracowników służby zdrowia jako pomoc w monitorowaniu cukrzycy. Szybkie oznaczanie stężenia glukozy w krwi oraz przydatne funkcje do długoterminowej kontroli glikemii.

Diagnostic Gold wykonuje pomiar stężenia glukozy w osoczu krwi w ciągu 5 sekund z próbki o wielkości 0,9 µl za pomocą biosensorycznej metody pomiarowej.

Funkcja glukometru Diagnostic Gold:

Paski testowe dla tego glukometru nie potrzebują wprowadzania ich kodu do glukometru, ani innego elementu kodującego.

Ustawienie ostrzeżenia o hipoglikemii dla wartości: 60, 70, 80 mg/dl

Oznaczenie wyników pomiaru przed posiłkiem i po posiłku

Możliwość ustawienia czterech alarmów przypominających o badaniu

Pamięć wewnętrzna aż 500 ostatnich wyników razem z datami, godzinami z oznaczeniami przed/po posiłku.

Wyciąganie średnich z wyników z 7, 14- i 30 dni następujących rodzajów:

- wyniki normalne
- wyniki przed posiłkiem
- wyniki po posiłku

Automatyczne włączenie po wsunięciu paska testowego, oraz automatyczne wyłączenie po 1 min. bezczynności.

Możliwość przesłania danych na komputer przy pomocy darmowego oprogramowania.

Dokładność zgodna ze standardem ISO 15197:2013

Dane techniczne

- Próbką: Świeża pełna krew kapilarna, minimum 0,9 µl
- Czas testu: 5 sekund
- Metoda pomiaru: Biosensoryczna; oksydaza glukozowa
- Jednostki: mg/dl
- Zakres wyników: 10-600 mg/dl,
- Pamięć: 500 pomiarów poziomu glukozy we krwi
- Wyświetlacz: Dostosowany do potrzeb wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Sterowanie: 3 przyciski
- Źródło energii: bateria 3V typu CR2032
- Długość życia baterii: Około 1000 testów w normalnych warunkach (25° C)
- Rozmiar: 47 mm x 95 mm x 17,5 mm
- Waga: 47,5g (z baterią)
- Warunki działania:
 - Temperatura: 10° C – 45° C
 - Wilgotność: 15% – 90% RH



-
- Hematokryt: 20% – 60%

Producent: Diagnosis

[Do badania glukozy w krwi wykorzystuje paski testowe Diagnostic Gold Strip](#)