

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-diagomat-p-865.html>

Glukometr Diagomat

Cena	49,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Diagomat® jest łatwy w użyciu i umożliwia szybkie uzyskanie dokładnych wyników w samokontroli cukrzycy, przy wykorzystaniu jedynie niewielkiej ilości krwi. Jego zalety to również krótki czas analizy próbki i szeroki zakres pomiaru.

Glukometr Diagomat® podaje wynik glukozy w ciągu zaledwie 8 sekund z próbki wielkości, 1,5 µl. Urządzenie podaje wyniki z testu z próbką krwi uzyskaną z dłoni lub przedramienia z równą dokładność jak przy wykorzystaniu próbki krwi z opuszki palca.

Urządzenie ma duży, czytelny wyświetlacz LCD i dwa przyciski które zapewniają prostą obsługę.

Duża pojemność pamięci wewnętrznej pozwala na zapisanie wyników wraz z datą i godziną wykonania pomiaru, a następnie ich późniejsze przeglądanie w dowolnym momencie.

Opcja uśrednionej wartości podaje średnią wartość poziomu glukozy we krwi, opartą o uśrednione wcześniejsze wyniki i całkowitą ilość próbek.

Parametry pasków testowych dla glukometru Diagomat® w każdym nowym opakowaniu mogą się trochę różnić od uprzednio stosowanych pasków z innego opakowania. Dlatego stosuje się klucz kodujący dzięki któremu rozpoznaje te różnice w różnych partiach pasków testowych. Klucz kodujący to mikroprocesor zapewniający dokładność pomiarów prze każdym teście.

Funkcje glukometru Diagomat®:

- Możliwość ustawienia 4 alarmów przypominających o wykonaniu testu.
- Ustawianie indywidualnego alarmu HI i LO
- Pamięć 300 pomiarów z datą i godziną oraz podanie średnich z 7,14 i 30 dni.
- Zapisane wyniki można przesłać do komputera.
- Możliwość zmiany jednostki pomiarowej z mg/dL na mmol/L

Dane techniczne

- Wielkość próbki: >1.5 µl
- Próbką testowa: Pełna krew kapilarna pobrana z opuszki palca, dłoni lub przedramienia
- Czas pomiaru: 8 sekund
- Zakres pomiaru: 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L)
- Hematokryt: 35 - 55%
- Wielkość pamięci: 300 ostatnich wyników
- Średnia: 7/14/30 dniowe średnie wyniki
- Warunki pracy: 10°C - 40°C (50°F - 104°F) i 10 - 90% RH
- Wyjście zewnętrzne: Standardowy interfejs RS232 PC
- Zasilanie: Bateria litowa 3V (CR-2032)
- Żywotność baterii: około 1000 testów
- Wymiary i waga: 102 x 50 x 15 mm; 55g

Producent: Diagnosis

[Do badania glukozy w krwi wykorzystuje paski testowe Diagomat Strip](#)