

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-evercare-genius-p-870.html>

Glukometr Evercare Genius

Cena	74,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Evercare Genius wykorzystuje nowoczesną technologię pomiarową stężenia glukozy w krwi i posiada szereg przydatnych funkcji. Glukometr został zaprojektowany dla poprawienia komfortu życia pacjentom z cukrzycą, zapewnia dokładność, bezpieczeństwo i wygodę stosowania.

Glukometr Evercare Genius wykonuje pomiar glukozy w 5 sekund, używając do tego próbki krwi o wielkości 1 µl.

Evercare Genius charakteryzuje się wiarygodnymi pomiarami dzięki zastosowaniu metody która minimalizuje interferencje. Urządzenie ma proste, ale stylowe, wzornictwo i duży, czytelny wyświetlacz, oraz podświetlony port na paski testowe. Pomimo posiadania wielu dodatkowych funkcji jest on prosty w obsłudze.

Posiadając glukometr Evercare Genius można uzyskać darmowy dostęp do programu do pobierania, zapisywania i przeglądania wyników na własnym komputerze. Dodatkowo można uzyskać dostęp do oprogramowania Chmura evercare® który służy do zapisywania i przeglądania wyników glukozy on-line. Dostęp do bazy danych można mieć z każdego urządzenia, które łączy się z Internetem, a więc zarówno pacjent, jak i lekarz będzie mieć wgląd w pełną historię terapii, m.in. archiwalne wyniki pomiarów, wykresy, rozkłady spożywanych posiłków czy aktywności fizyczne.

Na pomiar nie wpływa poziom hematokrytu. Testy mogą być stosowane u noworodków i osób z zaburzeniami w zakresie parametrów czerwonych krwinek.

Funkcje glukometru Evercare Genius:

- Automatyczne kodowanie paska testowego po jego włożeniu.
- Czujnik minimalnej objętości próbki krwi.
- Możliwość dodania próbki krwi w trakcie pomiaru
- Automatycznie kalibrowane do osocza.
- Mechanizm automatycznego wyrzut zużytego paska testowego.
- Pamięć 1000 wyników pomiarów z datami i godzinami, oraz znacznikami: ogólny, na czczo, po posiłku.
- Wyświetlanie średniej glikemii z 7,14,21,28,60 i 90 dni.
- Automatyczne wyłączanie po 3 minutach bezczynności.
- Czujnik minimalnej objętości próbki krwi.
- Ostrzeżenie ketonowe.
- Wyniki automatycznie kalibrowane do osocza.
- Wbudowany port USB do połączenia glukometru z komputerem.

Dane techniczne

- Próbką badana: krew pełna
- Metoda pomiaru: GDH-FAD
- Objętość próbki: 0,1 µl
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Zakres hematokrytu: 0%-70%
- Zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5V AAA
- Wymiary:
 - 95,5mm (długość)
 - 57mm (szerokość)
 - 15mm (wysokość)



- Waga 58g bez baterii.

Producent: HAND PROD

[Do badania glukozy potrzebne są paski testowe Evercare](#)