

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-evolution-p-876.html>

Glukometr Evolution

Cena	59,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Evolution jest bardzo szybkim urządzeniem do pomiaru stężenia glukozy w świeżej próbce pełnej krwi kapilarnej. Przeznaczony jest do samokontroli glikemii.

Cechą wyróżniającą urządzenie jest to, że do bardzo szybkiej analizy – trwającej 3 sekundy, wystarczy bardzo mała próbka krwi, tylko 0,3 µl.

Funkcje glukometru Evolution:

- Urządzenie zaopatrzone jest w technologię AST, czyli Alternatywne Miejsca Badania („Alternative Site Testing”). Daje to możliwość wykonania testu na podstawie próbki pobierania próbki krwi z innych części ciała, takich jak: ramiona, dłonie, uda lub łydki.
- Pamięć 365 ostatnich wyników z możliwością dodatkowych oznaczeń: pomiar „przed” i „po posiłku, po wysiłku sportowym, po przyjęciu leków.
- Obliczenie średniej z ostatnich z 7,14,21 dni.
- Technologia automatycznego kodowania każdej serii pasków
- Bezpieczny przycisk usuwania zużytego paska testowego.
- Możliwość ustawienia do pięć alarmów na dobę.
- Możliwość podłączenia do komputera i transferu wyników.

Dane techniczne:

- rozmiar próbki krwi do pomiaru: 0,3µl
- >typ próby: świeża krew kapilarna
- metoda pomiaru: biosensoryczna
- czas pomiaru: 3 sekund
- zakres pomiaru: 10 – 600 mg/dl
- kalibracja: odpowiednia dla osocza krwi
- pamięć: 365 wyników
- zasilanie: 2 baterie litowe typu CR2032
- wytrzymałość baterii: 5000 testów
- wielkość: 76 X 56 X 18 (mm)
- waga 45g z bateriami
- warunki testu
 - zakres działania: 10 – 40°C
 - wilgotność względna: 10%-90%

Producent: Infopia

[Do działania wykorzystuje paski testowe Evolution.](#)