



Glukometr G-BIO BASE

Cena

59,99 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

Glukometr G-BIO BASE jest urządzeniem do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Reprezentujący najnowsze światowe technologie w dziedzinie kontroli glikemii. Do stosowania w samokontroli stężenia glukozy w krwi w oraz przez profesjonalny personel medyczny w placówkach służby zdrowia.

Najważniejsze cechy G-BIO BASE

Prosty w obsłudze i dostępny dla każdej zainteresowanej osoby.

Wykonuje test z minimalnej kropli krwi o objętości 0,5 µl i czas wykonania pomiaru to 5 sekund.

Urządzenie ma funkcję ustawienia 4 alarmów przypominających.

Wbudowana pamięć przechowuje 500 wyników pomiarów, razem z danymi o dacie i czasie wykonania oraz oznaczeniami przed i po posiłkowymi.

Automatyczne kodowanie G-BIO BASE sprawia, że korzystanie z glukometru staje się jeszcze łatwiejsze.

Dodatkowe funkcje:

- Duże wygodne w obsłudze paski,
- duży i bardzo czytelny wyświetlacz,
- możliwość pomiaru z miejsc alternatywnych nakłuć (AST) – dłoń, przedramię, ramię, łydka, udo,
- wyliczanie średnich pomiarów z 7,14 i 30 dni,

Dane G-BIO BASE:

- rozmiar próbki krwi do pomiaru: 0,5µl
- typ próby: świeża krew kapilarna
- metoda pomiaru: amperometryczna
- czas pomiaru: 5 sekund
- zakres pomiaru: 10~600 mg/dL (0.6~33.3 mmol/L)
- kalibracja: odpowiednia dla osocza
- zakres hematokrytu: 20% - 60%
- pamięć: 500 wyników
- zasilanie: jedna bateria litowa 3V typu CR 2032
- wytrzymałość baterii: 1000 testów
- wielkość: 50.0 x 91.5 x 19.0mm
- waga: 57g
- warunki robocze
- zakres działania: 10~40°C
- wilgotność względna: 10~90%