



Glukometr GensuCare

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

Nowatorski system zmieniający smartfon w osobiste urządzenie do monitorowania glikemii i zaawansowane zarządzanie wynikami glukozy.

Mała nakładka peryferyjna z otworem na paski jest dołączana do gniazdka słuchawkowego telefonu.

Aplikacja dostępna za darmo nie tylko umożliwia zrobienie testu, ale też daje możliwości będące poza zasięgiem standardowych [aparatów monitorowania cukru](#).

Najbardziej praktyczny system do określania stężenia glukozy w krwi na świecie.

Nieograniczona pamięć.

Dyskrecja stosowania.



Paski do wykonywania testów są refundowane i można je nabyć w aptekach w całej Polsce.

[Nowy glukometr](#) pozwala na wygodne i samodzielne wykonywanie pomiarów poziomu glukozy we krwi pełnej. Mierzenie odbywa się za pomocą systemu enzymatycznego, który wymaga do tego jedynie 5 ułm krwi. Pomiary są standaryzowane do stężenia w osoczu zgodnie z obowiązującą normą ISO. W ten sposób urządzenie prezentuje pełne i precyzyjne wyniki.

Urządzenie z szczeliną na [paski testowe](#) jest niewielkie i można je połączyć ze smartfonem przez wtyk słuchawkowy. Do jego obsługi wykorzystywana jest bezpłatna aplikacja, dostępna na systemy operacyjne smartfonów Android i iOS.

Aplikacja GensuCare pozwala na prowadzenie elektronicznej książeczki diabetologicznej, posiada rozbudowany system analizy danych, daje też możliwość bezpośredniego przesyłania danych do lekarza lub pielęgniarki. Wyniki mogą być w łatwy sposób monitorowane przez osoby trzecie, co jest niezwykle ważne dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych czy starszych chorych na cukrzycę.

Załadanie ilością pasków i lancetów.

Statystyki pomiarów (dzień, tydzień, 14 dni, 30 dni, 60 dni, 90 dni i pełen rok).

Wysyłanie pomiarów za pomocą sms/e-mail do rodziców, opiekunów, lekarza.

Ułatwia to codzienne monitorowanie wyników na niedostępną do tej pory w Polsce skalę. GensuCare nie tylko mierzy glikemię i zapamiętuje wyniki, ale ma również zaawansowany system powiadomień, umożliwia wysyłanie wiadomości SMS. Aplikacja wyposażony jest również w funkcje głosowe.

Brak baterii - zasilanie przez urządzenie mobilne

Ponieważ GensuCare integruje się z smartfonem to pamięć wyników jest ograniczona wyłącznie przez możliwości telefonu, co w efekcie może być prawie nieskończona ilość zapisów.

Zasilanie jest pobierane z baterii telefonu, więc GensuCare będzie działać tak długo jak telefon użytkownika.

Glukometry wykonują pomiar na podstawie próbki krwi, najczęściej pobranej z palca pacjenta. Badanie poziomu glukozy można wykonać samodzielnie lub z pomocą pielęgniarki, w domu, przychodni POZ lub szpitalu. Glukometry wykorzystują jednorazowe paski testowe do pomiaru glukozy i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować, ponieważ zawierają krew. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne i bez-paskowe. [Glukometr i paski Safe AQ są również dostępne w sklepie e-medical.eu. Bezpieczne, wysokiej jakości igły do penów, lancety i nakłuwacze można kupić na stronie medyczny365.pl](#)