



Glukometr GlucoDr Auto

Cena	39,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr GlucoDr. auto wykonuje bardzo dokładne pomiary glikemii we krwi kapilarnej, żyłnej i tętniczej. Zapewnia również wysoką swoistość pomiaru względem glukozy. Ma wyjątkowo łatwą obsługę i duży wyświetlacz LCD.

W pomiarze z zastosowaniem glukometru zużywana jest bardzo niewielka próbka krwi – tylko 0,5 µl. Czas pomiaru glikemii, od chwili zassania kropli krwi przez pasek testowy, wynosi 5 sekund, dzięki temu ten glukometr oszczędza czas użytkownika.

GlucoDr. auto jest nowoczesnym i uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żyłnej i tętniczej. Glukometr przeznaczony jest do monitorowania glikemii zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach służby zdrowia.

Funkcje glukometru GlucoDr. auto:

- Auto-coding - technologia automatycznego kodowania pasków testowych na glukometrze. Eliminuje to potencjalne błędy użytkownika związane z koniecznością ręcznego wprowadzania numeru kodu.
- Glukometr ostrzega użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią, co eliminuje możliwość uzyskania fałszywie ujemnego wyniku pomiaru glikemii.
- Zapisuje 500 uzyskanych ostatnio wyników pomiaru glikemii wraz z datą i godziną pomiaru.
- Oblicza średnie wyniki glikemii z ostatnich 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni, dzięki czemu można obserwować długofalowe trendy glikemii.
- Można stosować oznaczenie wyników pomiaru za pomocą ikonek wyświetlanych na ekranie, jako wyniki uzyskane przed posiłkiem, po posiłku i w trybie płynu kontrolnego. Oznaczenie wyników pomiaru dostarcza cennych informacji o stanie zdrowia użytkownika.
- Naciśnięcie przycisku wyrzutu paska testowego po wykonanym pomiarze glikemii skraca czas obsługi glukometru i zabezpiecza osobę wykonującą pomiar przed kontaktem z krwią.
- Glukometr pozwala na ustawienie czterech programowanych alarmów w ciągu doby. Sygnał dźwiękowy przypomina o konieczności wykonania pomiaru o ustalonej wcześniej godzinie.
- Komunikaty wyświetlaczu ostrzegają o skrajnie niskich i wysokich wynikach pomiaru stężenia glukozy we krwi.
- Możliwość wyświetlania wyników w jednostkach mmol/l lub mg/dl.
- Możliwość transferu danych z glukometru przy pomocy USB.

Dane techniczne:

- Próbką: 0,5 µl krwi
- Czas pomiaru: 5 s.
- Zakres pomiaru: od 10 – 900 mg/dl
- Pamięć: 500 wyników
- Źródło zasilania: Bateria CR2032
- Żywotność baterii: 1000 wyników pomiarów
- Wymiary: 93,5 x 49,0 x 17,5 (mm)

Producent: Diather

[Do wykonywania pomiarów wykorzystywane są paski testowe GlucoDr Auto.](#)