



Glukometr Glucosense Pro

Cena	44,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Glucosense® Pro to system dla pacjentów do samokontroli glukozy. Charakteryzuje się komfortem użytkowania, prostą obsługą i szybkością działania. Urządzenie ma bardzo dobre wzornictwo i bogata kolekcja przydatnych funkcji.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i łatwej obsłudze, system do monitorowania stężenia glukozy we krwi Glucosense® Pro może być stosowany do łatwego monitorowania stężenia glukozy we krwi w każdym miejscu i o każdej porze.

Glucosense® Pro został zaprojektowany specjalnie dla osób z cukrzycą typu 2, jest dokładny i godny zaufania. Wykorzystuje do badania niewielką próbkę krwi – 1,8 µl, a czas pomiaru to tylko 10 sekund. Wyposażony jest w duży, podświetlany ekran który czytelnie wyświetla wyniki. Prosta obsługa tylko jednym przyciskiem. Glukometr jest skalibrowany do osocza krwi, oznacza to, że wyświetlane wyniki odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi.

Funkcje Glucosense® Pro

- Automatyczne wykrywanie elektrod wkładanego paska i automatyczne uruchomienie glukometru.
- Cztery tryby pomiaru: o każdej porze dnia bez względu na czas upływający od ostatniego posiłku, po 8 godzinach od ostatniego posiłku, 2 godziny po posiłku i badanie z płynem kontrolnym.
- Funkcja ostrzeżenia ketonowego.
- Możliwość ustawienia 4 alarmów przypomnienia.
- Pamięć 450 pomiarów z datą i godziną oraz wartości średnie.
- Możliwość transmisji danych do komputera.
- Automatyczne wyłączenie przy bezczynności po 3 minutach.

Dane techniczne

- typ pomiaru: pomiar biosensoryczny
- kalibracja: osocze krwi
- zakres pomiaru: 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l)
- czas pomiaru: 10 sekund
- wymagana ilość krwi: 1,8 µl
- pojemność pamięci: 450 pomiarów wraz z datami i godzinami
- wyliczanie średnich pomiarów: z 7/14/21/28/60/90 dni
- warunki pomiarowe: 10°C- 40°C
- tryb uśpienia: ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 20 µA
- wykrywanie elektrod wkładanego paska: automatyczne
- wykrywanie wprowadzenia próbki: automatyczne
- odliczanie czasu reakcji: automatyczne
- wyłączenie przy bezczynności: automatyczne po 3 minutach
- zasilanie: pojedyncza bateria alkaliczna AAA 1,5v
- wymiary: 89,8 mm (dł) x 52,5 mm (szer) x 17,3 mm (wys)
- waga: 46,6 g bez baterii

Producent: Genexo

Do pomiaru glukozy potrzebne są paski testowe Glucosense.