

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-gmate-mini-p-906.html>

Glukometr Gmate Mini

Cena	64,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Gmate Mini to kompaktowe urządzenie do pomiaru glukozy w krwi, który sprawdzi się w kluczowych zadaniach. System jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez osoby z cukrzycą w domu oraz w warunkach klinicznych.

Do wykonania pomiaru glukozy Gmate Mini potrzebuje próbki krwi o objętości jedynie 0.5 µL. Analiza trwa jedynie 5 sekund.

Dyskretny i elegancki partner w codziennym monitorowaniu cukrzycy.

Glukometr jest niewielki i lekki, przez co jest bardzo łatwy do noszenia ze sobą i wykonywania pomiaru poziomu glukozy we krwi pełnej, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Gmate Mini ma prostą obsługę, jeden przycisk do poruszania się między wszystkimi funkcjami.

Funkcje Gmate Mini:

Urządzenie jest wyposażone technologię automatycznego kodowania dla pasków testowych. Nie trzeba się samodzielnie wprowadzać kodu ani nie trzeba dodatkowego elementu.

Alternatywne miejsca nakłucia (AST) – można wykonać pomiar poziomu glukozy pobierając krew z innego miejsca niż opuszek palca.

Nie występuje interferencja z maltozą i galaktozą dzięki zastosowaniu metody GOD (oksydaza glukozy).

Można również monitorować i dostosować wszystkie wyniki pomiarów na komputerze przez podłączenie z komputerem za pośrednictwem oprogramowania Gmate leczenia cukrzycy.

Zapisuje do 500 ostatnich wyników z datą i czasem.

Możliwość przejrzania średnich 7, 14 i 30-dniowych.

Dane techniczne:

- Objętość próbki krwi: 0,5 uL
- Czas pomiaru: 5 s
- Pamięć: 500 wyników
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L)
- Hematokryt: 20-60 %
- Metoda pomiaru: czujnik elektrochemiczny
- Kalibracja: Równoważny do osocza
- Zasilanie: 1 bateria litowa (CR2032, 3 V)
- Rozmiar: 36,7 mm x 61,7 mm x 15,8 mm
- Masa: 24 g

Producent: Philosys

[Do analizy stężania glukozy w krwi wykorzystywane są paski testowe Gmate.](#)